


# チタニウムベスト クラウン

素早い焼却

2時間で焼却完了

低温焼却

900℃で焼却可能



対応金属：純チタン  
対応形状：クラウン

該当規格：JIS T 6608:2001  
(タイプ2：クラス1 相当品)

流動性 110mm  
硬化時間 8分  
圧縮強さ 6Mpa  
熱膨張 0.2%

歯科高温鑄造用埋没材  
JMDNコード 70900020  
クラス I 一般医療機器  
特定保守非該当

医療機器届出番号  
27B3X00129000035

OHARA

有限会社リーバンオハラ  
大阪府吹田市西御旅町 7-16  
TEL : 06-6383-6941  
HomePage: [www.reburn.net](http://www.reburn.net)

## 粉末

200g × 5袋

商品コード：2115

商品名：チタニウムベストクラウン粉 [200g × 5]

定価：¥6,000-

J A N : 4571288942628

1kg

商品コード：2116

商品名：チタニウムベストクラウン粉 [1kg]

定価：¥5,000-

J A N : 4571288942604

4kg

商品コード：2117

商品名：チタニウムベストクラウン粉 [4kg]

定価：¥13,000-

J A N : 4571288942611

## 専用液

300ml

商品コード：2118

商品名：チタニウムベストクラウン液 [300ml]

定価：¥1,500-

J A N : 4571288942635

1000ml

商品コード：2119

商品名：チタニウムベストクラウン [1L]

定価：¥3,500-

J A N : 4571288942642